


BOTELLAS - "ISO" - "vidrio de borosilicato"



- Fabricado en vidrio de borosilicato resistente al calor y duradero con paredes gruesas y esquinas resistentes al aplastamiento.
- Estos frascos resistentes al impacto y de excelente estabilidad térmica pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C. Durante el proceso de esterilización, las tapas no deben cerrarse.
- La forma angulada del cuello permite el flujo sin restricciones del líquido, sin dejar ningún residuo en el cuello de la botella.
- Un cuello de botella GL 45 grande permite un fácil llenado y vertido. El anillo vertedor de diseño exclusivo evita el goteo y los derrames.
- Las tapas se fabrican en polipropileno con rebordes grandes para un agarre mayor. El diseño interior de la tapa asegura un cierre hermético y a prueba de fugas.
- Las graduaciones de volumen en la pared lateral permiten una mejor visualización del nivel de líquido. Las graduaciones y las inscripciones se imprimen con esmalte blanco.

Las tapas codificadas por colores permiten una identificación fácil y práctica del contenido del frasco. Las tapas codificadas por colores se pueden seleccionar en la página N° 69.



volumen	tamaño de frascos trans- cuello NS	parentes	cantidad en el embalaje
100 ml	GL 45	061.01.100	10 piezas
250 ml	GL 45	061.01.250	10 piezas
500 ml	GL 45	061.01.500	10 piezas
1000 ml	GL 45	061.01.901	10 piezas
2000 ml	GL 45	061.01.902	4 piezas
3000 ml	GL 45	061.01.903	1 pieza
5000 ml	GL 45	061.01.905	1 pieza
10000 ml	GL 45	061.01.910	1 pieza
20000 ml	GL 45	061.01.920	1 pieza



Tapa con rebordes grandes para un mayor agarre, con bloqueo por auto sellado.



El cuello GL 45 permite un llenado y vertido fácil. El anillo de vertido impide gotas y salpicaduras con líquido.